

Manual de Uso

CAMA ALTA GAMA CONFORT



Catálogo

Instrucciones de seguridad	1
Entorno al funcionamiento	1
Personas que no pueden utilizarla	1
Personas que pueden utilizarla	1
Atención uso del control, proyector manual y manta térmica	2
Manual de instrucciones y advertencias	2
Función y características	3
Ilustraciones de la estructura	4
Diagrama de Instalación	5
Funciones del control remoto	6
Función de pantalla LCD	7
Ilustración de programas	8
Guía de funcionamiento	9
Manejo de Problemas Convencionales	10
Mantenimiento y almacenamiento	10
Especificaciones	11

Instrucciones de seguridad

Por favor, lea atentamente este manual antes de usar la cama.
Estas instrucciones están para ayudarle a utilizar el producto correctamente..

Atención Usted puede sufrir lesiones físicas o el producto se puede dañar, si la cama de masaje se utiliza de manera incorrecta.

Entorno de funcionamiento

Atención Por favor, no ubique la cama de masajes en ambientes húmedos, cerca del fuego o bajo el sol fuerte.

Personas que no pueden utilizar la cama:

- * Mujeres embarazadas.
- * Si tienen marcapasos.
- * Si tienen cirugía de columna con prótesis metálica.

Personas que pueden utilizar la cama con autorización médica:

- Si esta bajo tratamiento oncológico.
- Si sufre de osteoporosis en casos muy avanzados.
- Si han sido sometidos a cirugías recientemente.
- Si han sido sometidos a transplantes.

Atención, uso del control, proyector manual y manta térmica

No toque el control, el proyector manual o la manta térmica con las manos mojadas
No los deje caer al suelo o al agua.

Atención No tire de los cables con fuerza.

Por favor, coloque el control en la base del mismo y el proyector manual en la bolsa de protección cuando la cama no se utiliza.

Manual de instrucciones

ADVERTENCIAS:

Por favor, asegúrese de que el voltaje es de 220V AC antes de usar la cama.

Por favor, no utilice la cama con las manos mojadas.

Por favor, asegúrese de que la cama esté bien conectada. Si no, apagar y verificar.

No deje a los niños jugar o manipular el producto.

No utilice la cama inmediatamente después de ingerir alimentos, ya que puede sentirse incómodo.

Cuando ocurra algo anormal, deje de utilizar y apague. Póngase en contacto con el distribuidor.

No desarme, ni repare sin autorización.

Antes de mover o trasladar el equipo, verifique que este apagado y desenchufado.

ATENCIÓN

Quitar llaves, teléfono móvil u otros elementos del bolsillo, para evitar molestias.

Quitarse el cinturón y el calzado para tomar el masaje.

Usted puede tomar masajes una o dos veces al día.

Si usted es sensible al calor, recuerde que se puede ajustar a la temperatura que desee.

La temperatura de la cama de masaje térmico, al igual el proyector manual y manta varía entre los 40 °C y 70 °C.

Se recomienda utilizar el proyector manual y la manta térmica a una temperatura de 45°C-50°C.

No colocar el proyector manual directamente sobre la piel cuando la temperatura supere los 50 °C .

Después de usar la cama, ubicar el control en su base y apague desde el interruptor ubicado en el lateral de la cama.

NO TOQUE NI DESARME EL PRODUCTO.


Ante cualquier inconveniente comuníquese con el servicio técnico de la empresa.

Estructura y Función

Función del producto y características


1. Diseñado sobre la base de las teorías de los meridianos chinos, de la moxibustión, la acupresión, la quiropraxia y música terapia.
2. Posee piedras de Jade, que generan rayos infrarrojos, los cuales masajean columna y piernas.
3. Esta equipado con un proyector manual articulado de 12 esferas de Jade y otro rígido de 6 esferas. También posee una manta térmica con 80 piezas de jade.
4. El control posee un diseño único, botones de goma y pantalla LCD de amplia y clara visión, que facilita el uso. El mismo permite: encender rodillos, placa de calor, proyector manual y manta, regular temperaturas, selección de programas automáticos o manuales, selección de música, elevación de respaldo y botón de Stop.
5. Está equipado con reproductor de MP3 con auriculares estéreo de alta fidelidad. También posee un Pendrive con música de relajación incorporada.
6. Está diseñado perfectamente basado en la ergonomía del cuerpo, que ayudan a alcanzar el masaje perfecto.
7. El motor de elevación, está diseñado especialmente para elegir el ángulo más cómodo de masaje o para reincorporarse cómodamente.

Ilustración de la estructura




1. Control remoto
2. Rodillos de Piedras de Jade
3. Modulo de masaje de espalda
4. Placas de calor
5. Base lateral de madera y cuero
6. Rodillos de Piedras de Jade.
7. Modulo de masaje de las piernas.
8. Base lateral de madera y cuero.


Ilustración del Panel de Control




1. Toma para proyector manual articulado de 12 esferas de piedras de Jade.
2. Toma para manta térmica con medallones de jade o proyector rígido de 6 esferas.
3. Toma del control remoto LCD.
4. Toma de auriculares.
5. Auriculares con regulador de volumen.
6. Pendrive con música preseleccionada.
7. Puerto para Pendrive.
8. Perilla de Encendido / Apagado.
9. Toma de conexión para módulos superior e inferior.
10. Proyector manual articulado de 12 esferas de piedras de Jade.
11. Manta térmica con 80 medallones de piedras de jade.

Diagrama de Instalación

❶	8X16MM	6PCS	 Tornillo	 Tuerca para tornillo
❷	8X45MM	16PCS		




Control remoto de funcionamiento



1. Regulador de temperatura del proyector manual y de la manta térmica.
2. Regulador de la temperatura de los rodillos y de las placas de calor.
3. Regulador del tiempo de duración del masaje.
4. Modo manual de la parte superior de la cama (espalda).
5. Modo manual de la parte inferior de la cama (piernas).
6. Elevador del respaldo de la cama.
7. Modo programa automático A.
8. Encendido del proyector manual y de la manta térmica.
9. Modo programa automático B.
10. Retroceder al tema musical anterior.
11. Encendido y apagado del control remoto.
12. Encendido y apagado del reproductor de MP3 (Play / Pausa).
13. Detener el total funcionamiento de la cama en forma de pausa.
14. Pasar al siguiente tema musical.
15. Modo programa automático C.
16. Encendido de las placas de calor.
17. Modo programa automático D.
18. Pantalla LCD.

Funciones de pantalla LED



Display de tiempo: Cuando la cama de masaje está en funcionamiento, muestra el tiempo (unidad: minutos).

Display de temperatura de la cama: Cuando la cama (unidad principal) está trabajando, muestra la temperatura actual.

Display de temperatura del proyector manual y la manta térmica: Cuando el proyector manual y la manta térmica están funcionando, se muestra la temperatura actual.

Display del reproductor Mp3: Cuando se pulsa el botón de reproducción, el disco se pone de color y el icono se enciende. Cuando se pulsa el botón de pausa, el icono de se enciende y el icono se apaga.

Display de calor: Se enciende la luz cuando se presiona el interruptor de las placas de calor.



Procedimiento de programas modo Automático:

- A. Masaje de cuerpo entero.
- B. Masaje para dorsales, cervicales y cabeza.
- C. Masaje lumbar-sacro.
- D. Masaje de relajación.

Display para reclinar el respaldo: La luz se apaga cuando el modulo se detiene.


Display de los rodillos: Muestra el recorrido de los mismos.

Dirección de movimiento de los rodillos: La luz se apaga cuando finaliza la sesión de masaje.

Display de Temperatura: Se enciende cuando la unidad se está calentando. Se apaga cuando alcanza la temperatura programada.

Display automático: muestra la zona de trabajo.

Ilustración de Programa



Guía de funcionamiento

1. Coloque la cama de masaje en una superficie plana.
2. Conecte todos los cables, y asegúrese de que el voltaje es de 220V AC.
3. Encienda la cama desde la Perilla ubicada a un costado del modulo superior.
4. Encienda el control remoto, la pantalla de LCD mostrara las funciones de trabajo.
5. Encienda el proyector manual y la manta térmica si desea utilizarlos.
6. Encienda el interruptor de las placas de calor si desea utilizarlas.
7. Regule las temperaturas de los rodillos y placas de calor. Los mismos varían de 40°C a 70°C. Se puede aumentar 5°C pulsando "+", y reducir 5°C pulsando "-". Se sugiere establecer 55°C, o se puede ajustar a la temperatura deseada.
8. Regule la temperatura del Proyector Manual y la Manta. La temperatura varía de 40°C a 70°C. Se puede aumentar 5°C pulsando "+", y reducir 5°C pulsando "-". Se sugiere establecer 45°C a 50°C.
9. Elija uno de los cuatro programas de modo automático A, B, C o D. Los mismos tienen una duración de 45 minutos, los cuales se puede modificar mediante el regulador de tiempo manual.
10. El tiempo se puede aumentar cada 10 minutos presionando "+", y reducir por pulsación de "-".
11. Para utilizar el masaje en forma manual presione el botón nº4 para la espalda y el nº 5 para las piernas. Pulse una vez para que el rodillo comience a funcionar y dos veces para que se detenga.
12. Para su comodidad puede elevar el respaldo ajustándolo a la posición que desee. Para ello debe presionar el botón nº6 una vez. Si quiere detenerlo, pulse nuevamente.
13. Pulse el botón "play" del MP3 si desea escuchar música. Y presionando "pausa", dejará de funcionar. Usted puede elegir el tema presionando "siguiente" o "anterior".
14. Si desea detener momentáneamente el total funcionamiento de la cama pulse el botón "stop". Para restablecer el funcionamiento púselo nuevamente y continuara con el masaje.
15. Si usted desea anular el masaje en la zona de las piernas, estando en cualquiera de los programas automáticos pase al modo manual la parte inferior de la cama, de esta manera seguirán trabajando solamente los rodillos de la zona superior.

Manejo de Problemas convencionales

Fenómenos	Verificación	Solución
La cama no puede trabajar.	Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente en el toma de la pared y en el de la cama. Verifique que el interruptor de energía no esté apagado. Verifique si el fusible está dañado.	Conectar la alimentación. Encienda la energía. Cambiar el fusible por otro del mismo tipo.
Algunas canciones no se pueden mostrar. La música no se escucha.	Favor verificar que las canciones están en formato Mp3. Verifique que el auricular este bien conectado. Verifique que el pendrive este bien conectado.	Cambiar a formato Mp3. Vuelva a conectar los auriculares. Apague el equipo desde el control remoto y perilla lateral. Saque el pendrive, vuelva a colocar y encienda nuevamente la cama.
Los auriculares no funcionan.	Verifique que los auriculares están bien conectados.	Vuelva a conectar los auriculares. Pruebe en otro equipo para verificar su funcionamiento.
La luz del proyector manual no enciende.	Verifique si el interruptor de temperatura del proyector manual está encendido o apagado. Verifique que la temperatura haya alcanzado el nivel requerido.	Encienda el interruptor de la temperatura y establezca la temperatura deseada. No necesita tomar ninguna acción, las luces se encienden para elevar temperatura sino se encuentran apagadas.

Si después de tomar estas medidas no logra solucionar los inconvenientes, por favor póngase en contacto con el servicio técnico de la empresa. Por favor, no intente repararla sin autorización..

Mantenimiento y almacenamiento

Mantenimiento

Mantenimiento de la Cama: Si la cama está sucia, utilice un paño húmedo con detergente neutro para limpiar. Luego pase un paño seco

Atención: Por favor, no utilizar alcohol para limpiar la cama, es corrosivo y puede dañar la superficie y alterar el color.

Mantenimiento del Control remoto: Si el control está sucio, límpielo con un paño seco.

Atención: Por favor, no limpie el control remoto con un paño húmedo, o puede causar inconvenientes.

Almacenamiento

Por favor, mantenga la cama en un lugar seco, después de limpiar la suciedad y el polvo. Por favor, use una sábana u otra tela para cubrir la cama cuando no está en uso durante mucho tiempo. **Atención:** Por favor, no poner la cama de masajes cerca del fuego o bajo el sol fuerte durante mucho tiempo, el material puede ser dañado.

Especificaciones

Nombre del Producto	Cama de masajes térmico inteligente. Alta Gama Confort
Número de modelo	AYJ-08B
Tamaño de envoltura de la cama	1160X650X310mm.
Peso bruto / peso neto de la cama	47.5/43.5Kg
Tamaño de envoltura de la base	1560X650X220mm
Peso bruto / peso neto de la base	46/42Kg
Voltaje Clasificado	220-240V ~
Energía clasificada	280W
Frecuencia nominal	50/60Hz